




10本/袋



角針は逆三角刃 ▼
丸針はテーパーポイント ○

夏目縫合針製品一覧

※ ナミ穴もございます。受注生産品となります。

※ ナミ穴もございます。受注生産品となります。

C-24-500- 外科用弱弯角針

C-24-500-R 外科用弱弯丸針

3/8 サークル・バネ穴

No.	直線寸法 mm
No. 0	21
1	25
2	29
3	33
4	37
5	41
6	45
7	49
8	53

C-24-505- 外科用強弯角針

C-24-505-R 外科用強弯丸針

1/2 サークル・バネ穴

No.	直線寸法 mm
No. 0	14
1	17
2	21
3	25
4	29
5	33
6	37
7	41
8	45
9	49
10	53

C-24-521-R

血管用強弯丸針

1/2 サークル・バネ穴

No.	直線寸法 mm
No. 0	11
1	14
2	19
3	24

C-24-522-R

血管用弱弯丸針

3/8 サークル・バネ穴

No.	直線寸法 mm
No. 000	6
00	8
0	10
1	12
2	14
3	17
4	20
5	23

C-24-523-

眼科用弱弯角針

3/8 サークル・バネ穴

No.	直線寸法 mm
No. 00000	6
0000	7
000	9
00	11
0	13
1	15
2	18
3	21

C-24-523-R

眼科用弱弯丸針

3/8 サークル・バネ穴

No.	直線寸法 mm
No. 00000	6
0000	7
000	9
00	11
0	13
1	15
2	18
3	21

C-24-525-R

腸用丸針

1/2 サークル・バネ穴

No.	直線寸法 mm
No. 00	15
0	18
1	23
2	28
3	33
4	38
5	43
6	48
7	53

C-24-526-

腸用直丸針

バネ穴

No.	直線寸法 mm
No. 1	34
2	42
3	50
4	58
5	66

C-24-540-

形成外科用強弯角針

1/2 サークル・バネ穴

No.	直線寸法 mm
No. 0000	7
000	9
00	11
0	13
1	15
2	18
3	21

C-24-545-

形成外科用弱弯角針

3/8 サークル・バネ穴

No.	直線寸法 mm
No. 00	11
0	13
1	15
2	18
3	21