



KN-60101 マウスケージ

マウス用小型ケージです。
交配・繁殖・遺伝子改変、マウスの少数飼育などに最適で収容匹数に無駄がありません。

【仕様】

寸法 : W170×L350×H145 mm (フタを装着した状態)

床面積 : 314.8 cm²

本体材質 : TPX (ポリオレフィン樹脂) 製

フタ材質 : ステンレス製

給水瓶 : KN-670-8A 200ml、(ステンレス先管KN-671付)



群飼しているげっ歯類のための最小飼育スペースの推奨値

動物	体重 (g)	床面積/匹 (cm ²)	高さ (cm)	備考
マウス	<10	38.7	12.7	より大きな動物には、成果基準を満たすために、これより広い飼育スペースが必要な場合がある。
	~15	51.6	12.7	
	~25	77.4	12.7	
	25<	96.7≦	12.7	
雌動物+哺育子	—	330	12.7	繁殖形態によっては、これより広い飼育スペースが必要な場合がある。 飼育スペースは、親動物及び哺育子の匹数、ならびに子動物の大きさ及び年齢によって決まる。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V2-2404

