

New Product

80th Anniversary

より安心して
使い続けていただくために



つながりを力に、未来へ

5.27
on sale



情報もりたくさん！
こちらのQRも
チェック！



80
セット
限定販売

NEW

80th Anniversary Campaign

麻醉装置

KN-1071-G-I
KN-1071-G-S

80周年キャンペーン



<https://www.nazme.co.jp>

type-2



つながりを力に、未来へ

80th Anniversary

麻醉装置 KN-1071-G-I KN-1071-G-S 80周年キャンペーン NARCOBIT-E(II) Campaign

オーバーホール 点検



1回付

安心の点検サービス

麻醉装置・気化器部の分解清掃
リーク試験・濃度調整点検
¥78,000(税別)相当

記念製品の
ゴールデン・
カラフロメーターを
付属！



製品情報QR



LIMITED TIME
OFFER

80セット限定の特別キャンペーン 安心の点検サービス付。

※ご依頼期限：80セット完売、
または2027年3月31日までのいずれか早い方。

コード	型番・品名	定価
KN-1071-G-I	80周年キャンペーンセット(イソフルラン用)	¥360,000(税別)
KN-1071-G-S	80周年キャンペーンセット(セボフルラン用)	¥400,000(税別)

マウス・ラット等小動物実験用簡易吸入麻醉装置

NARCOBIT-E(II型)のご紹介

使いやすさとコスト最適化を追究した簡易吸入麻醉装置です。
卓上で扱いやすいコンパクト設計に加え、豊富な周辺機器を
取り揃えており、使用する動物種や実験内容に応じて、必要な
構成を柔軟に組み合わせてご使用いただけます。

こちら
check

NARCOBIT-E(II型)
製品ページ



New Product

80th Anniversary



つながりを力に、未来へ

5.27
on sale



80台
限定販売

情報もりたくさん！
こちらのQRも
チェック！



NEW 80th Anniversary model

ゴールデン
カラフロメーター

KN-1013-1-G

金色、それは黄金の輝き...

 <https://www.nazme.co.jp>

GOLDEN
Colorful-ometer



つながりを力に、未来へ

80th Anniversary

ゴールデン KN-1013-1-G カラフロメーター

Golden Colorful-ometer

1ℓ/minシリーズに6色目が記念販売します！



Image Photo

LIMITED TIME
OFFER

80台限定で 弊社80周年記念カラーの 金色にて販売いたします！

※1ℓ/minのみの販売となります。

こちらも
**CHECK
IT OUT**

■カラフロメーター販売情報

ご使用の回路ごとに、
カラフロメーター本体の色分けが可能です。

通常販売にて5色（黄・青・赤・緑・橙）
販売展開しております。 ※1ℓ/minにて販売中

5ℓ/minのみ黒も販売中。

麻酔装置80周年キャンペーン

オーバーホール 点検 1回付



キャンペーンQR



安心の点検サービス

麻酔装置・気化器部の分解清掃
リーク試験・濃度調整点検

¥78,000(税別)相当



NARCOBIT-E (Ⅱ型)



KN-1071-I
イソフルラン用



KN-1071-S
セボフルラン用

- **対象動物**
マウス・ラット・マーモセットなど、実験用小動物が主な対象です。
- **使用麻酔薬**
イソフルラン及びセボフルランからお選びいただけます。 *いずれかの麻酔薬専用の麻酔装置です。
- **使用ガス**
空気(エアポンプ内蔵)を使用しますので、電源があればどこでもお使いいただけます。
また、酸素濃度を上げたい場合はKN-1061「酸素添加ユニット」で調整が可能です。 *個別カタログがございます。
- **複数匹の同時維持**
周辺機器を組み合わせていただくことで、マウスで1～10匹、ラットで1～8匹程度まで対応可能です。
- **必要な機能を、必要なだけ**
各部の見直しにより、従来製品より、さらなるコストダウンを実現しました。
周辺機器を豊富に準備しておりますので、様々なご要望に対応いたします。

仕 様

本体サイズ	W175×D145×H360 mm
本体重量	約 7.7kg (カラフロメーターは除く)
気化器	イソフルラン用またはセボフルラン用 (いずれかの麻酔薬専用)
流 量	導入麻酔ボックス側： 約 5 L / min ※1 維持麻酔マスク側： ～ 1.0 L / min ※2
電 源	AC 100V / 8.5W

付属品 ※3 KN-1013-1 カラフロメーター 1L型 ×1 個
(維持麻酔マスクの流量コントロール用 ※2)



※1：導入麻酔ボックス側の流量調整をご希望の場合は、KN-1013-5 カラフロメーター (5L型) が別途必要です。
 ※2：維持麻酔を複数匹に対して行う場合には、匹数分のカラフロメーターおよび KN-1013-B5 分流ボックスが別途必要です。
 ※3：その他に、導入麻酔ボックス等が別途必要です。詳細は「吸入麻酔装置関連製品」カタログをご参照ください。

KN-1071 NARCOBIT-E (Ⅱ型) 関連製品の接続について



■ セット例 (単匹用)



使用製品

1. KN-1071 NARCOBIT-E (Ⅱ型)
2. KN-1010 導入麻酔ボックスセット
3. KN-1013 カラフロメーター
4. KN-1019 夏目式麻酔マスク
5. KN-1050-R 麻酔ガス処理装置 R 型

※詳細につきましては、「吸入麻酔装置関連製品」カタログおよび各製品の個別カタログをご参照ください。

■ セット例 (複数匹用)



使用製品

1. KN-1071 NARCOBIT-E (Ⅱ型)
2. KN-1010 導入麻酔ボックスセット
3. KN-1013 カラフロメーター
4. KN-1013-B5 分流ボックス
5. KN-1013-T5 カラフロメーター用トレー
6. KN-1013-ST 麻酔ボックス収容スタンド
7. KN-1019 夏目式麻酔マスク
8. KN-1050-R 麻酔ガス処理装置 R 型

お気軽にお問い合わせください

「対象動物 (マウス?ラット?)」「同時に麻酔をする匹数」「導入麻酔と維持麻酔の同時使用の有無」などをお知らせください。関連製品を含めた「麻酔システム一式」のご提案をさせていただきます。

※外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

