



KN-769-B 床敷回収装置

実験動物の飼育に使われる床敷の処理は、大量の塵埃が発生する作業の為、多くの問題が指摘されてきました。
本装置はこれらの問題を解決する吸引式の床敷回収装置です。
床敷廃棄作業の際の塵埃の拡散や悪臭を抑え、衛生的な労働環境を実現します。

- 大量の塵埃・アレルギー・微生物および悪臭等から作業者を守ります。
- 空気中の汚染物質の拡散を防止します。
- 人と廃棄物の接触を最小限にします。



【仕様】

寸法 : W1100×D800×H2100 mm
材質 : SUS304 ステンレス製
前面ハネ上げ式扉、透明樹脂製
集塵効率 : 0.3 μ にて99.97%以上
HEPA、プレフィルター付
照明 : 20W×1灯
電源 : AC100V・50/60 Hz・420W

※ご希望の袋サイズで、廃棄ホッパー形状にて作製可能です。

* 外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V2-2404



株式会社 夏目製作所
<https://www.nazme.co.jp>



本社 〒113-8551
東京都文京区湯島2-18-6
TEL : 03-3813-3251
FAX : 03-3815-2002

大阪SSC 〒561-0811
大阪府豊中市若竹町1-9-1
TEL : 06-6398-7177
FAX : 06-6398-7178