



# KN-735-B

## 陰陽圧飼育ラック 個別ボックスタイプ

個別ボックス内で飼育及び行動実験ができる飼育ラックです。

本体は殺菌消毒ができるようステンレス製になっており、微生物統御の観点から給気・排気ともにプレフィルター、HEPA フィルター付です。

各ボックスを独立して維持できるため、感染実験や導入動物の検疫に適しています。

### 【規格例】



#### ● KN-735-B (個別ボックス マウス用規格例)

##### 【仕様】

外寸	: W1,550×L560×H1,900mm
ボックス数	: 5列×5段 (25ボックス)
扉	: 個別密閉扉 (窓: PC) ハンドル式
給排気フィルター	: HEPA (W305×L305×t150mm) ×各1 プレ (W275×L275×t15mm) ×各1
給排気量	: 1.8 m <sup>3</sup> /min (風量可変式 0 ~ 3 m <sup>3</sup> /min)
差圧計	: 給排気HEPA フィルター用 (300Pa) × 2
飼育室差圧計	: ±50Pa
給排気ファン	: 2台
電源	: AC100V・1φ・5A・50/60Hz



#### ● KN-735-B (個別ボックス ラット用規格例)

##### 【仕様】

外寸	: W1,570×L660×H2,250mm
ボックス数	: 4列×5段 (20ボックス)
扉	: 個別密閉扉 (窓: PC) ハンドル式
給排気フィルター	: HEPA (W305×L305×t150mm) ×各1 プレ (W275×L275×t15mm) ×各1
給排気量	: 1.8 m <sup>3</sup> /min (風量可変式 0 ~ 3 m <sup>3</sup> /min)
差圧計	: 給排気HEPA フィルター用 (300Pa) × 2
飼育室差圧計	: ±50Pa
給排気ファン	: 2台
電源	: AC100V・1φ・5A・50/60Hz



#### ● KN-735-B (個別ボックス ウサギ用規格例)

##### 【仕様】

外寸	: W1,250×L700×H2,325mm
ボックス数	: 2列×3段 (6ボックス)
扉	: 個別密閉扉 (窓: PC) ハンドル式
給排気フィルター	: HEPA (W305×L305×t150mm) ×各1 プレ (W275×L275×t15mm) ×各1
給排気量	: 1.8 m <sup>3</sup> /min (風量可変式 0 ~ 3 m <sup>3</sup> /min)
差圧計	: 給排気HEPA フィルター用 (300Pa) × 2
飼育室差圧計	: ±50Pa
給排気ファン	: 2台
電源	: AC100V・1φ・5A・50/60Hz

\* 施設の設備や用途、使用動物に合わせ、様々なサイズで設計・製作を承ります。

\* 外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般



株式会社 夏目製作所

<https://www.nazme.co.jp>



本社 113-8551  
 東京都文京区湯島2-18-6  
 TEL: 03-3813-3251  
 FAX: 03-3815-2002

大阪SSC 〒561-0811  
 大阪府豊中市若竹町1-9-1  
 TEL: 06-6398-7177  
 FAX: 06-6398-7178