



## KN-673(A)(C) ノズル、バルブ各種

KN-673(A) 自動給水ノズル				
ラット、モルモット用		Φ10×L25mm	ステンレス製	M8×1.25
Aウサギ用 メスネジ		Φ15×L30mm	ステンレス製	PF 1/8
Bウサギ用 オスネジ		Φ15×L30mm	ステンレス製	PF1/8、M10×1.0の2タイプ
KN-673(A) 水量調整式ノズル				
Aウサギ用		Φ11×L45mm	ステンレス製	PF1/8
Bウサギ用		Φ11×L45mm	ステンレス製	M10×1.0
Cウサギ用		Φ11×L35mm	ステンレス製	M10×1.0
KN-673(C) SE製 リキジットバルブ各種				
Lixit-25F マウス、ラット用		Φ11×L30mm	ステンレス製	フィルター付 M10×1.0ネジ
Lixit-25 マウス、ラット用		Φ11×L30mm	ステンレス製	フィルター付 PF1/8ネジ
Lixit-125F ウサギ用		Φ7×L30mm	ステンレス製	フィルター付 M10×1.0ネジ
Lixit-125 ウサギ用		Φ7×L30mm	ステンレス製	フィルター付 PT1/8ネジ
Lixit-70 イヌ用		Φ21×L65mm	ステンレス製	フィルター付 NPT1/2
Lixit-80 ブタ、イヌ用		Φ21×L65mm	ステンレス製	フィルター付 NPT1/2 外径Φ9.5mm 内径Φ6.0mm

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V3-2406

