

KN-675 給餌器各種

<p>KN-675-1-A</p>	<p>KN-675-1-B</p>	<p>KN-675-1-C</p>
		
<p>マウス、ラット用</p> <p>45 × 80 × 90 mm</p>	<p>マウス、ラット用</p> <p>45 × 80 × 90 mm</p>	<p>マウス、ラット用</p> <p>45 × 80 × 90 mm</p>
<p>KN-675-1-D</p>	<p>KN-675-1-E</p>	<p>KN-675-2</p>
		
<p>マウス用 (画像: 引掛式)</p> <p>45 × 80 × 60 mm</p> <p>※ケージ内壁面への引掛式タイプ。 上ブタからの落込式タイプもございます。</p>	<p>マウス、ラット用</p> <p>60 × 100 × 85 mm</p>	<p>マウス、ラット用</p> <p>Z式エサ入 PAT</p> <p>A: 45 × 95 × 120 mm</p> <p>B: 45 × 120 × 120 mm</p>
<p>KN-675-3-A</p>	<p>KN-675-3-B</p>	<p>KN-675-4</p>
		<p>ガラス製 (ステンレスフタ) 全ステンレス製</p> 
<p>マウス、ラット用</p> <p>45 × 160 × 90 mm</p>	<p>マウス、ラット用</p> <p>45 × 160 × 90 mm</p>	<p>A: マウス用 B: ラット用</p> <p>KN-675-4A φ 80 × H50mm</p> <p>KN-675-4B φ 110 × H60mm</p> <p>KN-675-4AS φ 80 × H50mm</p> <p>KN-675-4BS φ 110 × H60mm</p> <p>*フタ開口部の寸法はどのサイズもφ45mmです。</p>
<p>KN-675-6-A</p>	<p>KN-675-6-B</p>	<p>KN-675-7</p>
		
<p>ウサギ用</p> <p>115 × 120 × 130 mm</p>	<p>モルモット用</p> <p>110 × 100 × 120 mm</p>	<p>イヌ用</p> <p>Φ 180 × H80 mm</p>