



KN-690 動物捕獲手袋

動物の捕獲・保護などの際に、手や腕のケガや、咬傷による感染などを予防するための手袋です。

*当商品はケガなどを予防するためのもので、事故そのものを防止することはできません。
また、全ての使用状況、全ての動物種への使用において、ケガなどを予防できるとは限りません。

A型

サイズ:全長470mm(フリーサイズ)

素材:牛革

指先にヒダを付け、素材を厚くすることにより保護力を高めています。
五本指の手袋にカバーを被せる構造(ミトン型)なので、作業の内容により使い分けができます。

*製造ロットによって色が違う場合もございます。



B型

サイズ:全長360mm(フリーサイズ)

素材:牛革

小動物を取り扱うための、簡易型革手袋です。



C型


サイズ: M (手首から220mm)

L (手首から240mm)

L L (手首から260mm~)

素材: S U S 製 (金属メッシュ)

右手・左手併用なので、1枚単位での販売となります。
スナップベルト付で、容易に着脱が行えます。
大型動物の解剖など、刃物を使う作業時の手の保護などのために使用します。



メッシュ目拡大
(ほぼ実寸大)

(画像Lサイズ)

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V2-2404

