



KN-690 動物捕獲手袋

動物の捕獲・保護などの際に、手や腕のケガや、咬傷による感染などを予防するための手袋です。



*本製品は、ケガのリスクを軽減することを目的としていますが、すべての事故やケガを完全に防ぐものではありません。また、使用状況や動物の種類・個体差によっては、十分な予防効果が得られない場合もございます。あらかじめご了承のうえ、お使いください。

A型



腕までカバーする全長60cmのロング手袋です。
裏地付き。
素材：牛床革(オイル加工)

フリーサイズ
全長 : 600mm
手のひら周り : 260mm
中指長さ : 90mm




B型



実験動物を取り扱うための簡易型手袋です。
素材：牛床革

フリーサイズ
全長 : 350mm
手のひら周り : 260mm
中指長さ : 90mm



● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V3-2506

