



KN-646 ラット代謝ケージ

本体、架台ともにステンレス製のラット採尿ケージです。
餌・水の混入をなくすように二重式給水瓶、給餌器を使用しています。特に給餌器は固形、粉末、ねり餌も使用できるよう2種類付属しています。
糞尿分離ロートは、独特の構造で良好な糞尿分離が行なえます。

2種類の大きさがあり、それぞれ1型(小)、2型(大)となります。1型は上面開放型、2型は前面扉型です。

● KN-646-B1 上面開放型

ケージ部寸法: W145×L200×H160mm
架台寸法 : W205×L205×H410mm

● KN-646-B2 前面扉型

ケージ部寸法: W200×L250×H200mm
架台寸法 : W255×L255×H475mm



ラット代謝ケージを大量使用するときの専用ラックで、片面15個・両面30個用があります。

● KN-646-B1-15R B1型用 (片面型)

寸法: W940×L350×H1,450mm
:(3段×5列/15ケージ用)

● KN-646-B1-30R B1型用 (両面型)

寸法: W940×L420×H1,450mm
:(3段×5列×両面/30ケージ用)

● KN-646-B2-15R B2型用 (片面型)

寸法: W1,220×L360×H1,650mm
:(3段×5列/15ケージ用)

● KN-646-B2-30R B2型用 (両面型)

寸法: W1,220×L520×H1,650mm
:(3段×5列×両面/30ケージ用)



3段×5列/15ケージ用

※施設の設備や用途、使用動物に合わせ、様々なサイズで設計・製作を承ります。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V2-2404

