



KN-646 ラット代謝ケージ

本体・架台ともにステンレス製のラット用代謝ケージです。
糞尿サンプルへの餌・水の混入を防ぐ二重式給餌器、二重式給水瓶を採用しています。
固形餌・ねり餌・粉末餌のどれでも使用できるように2種類の給餌器を付属しています。
糞尿分離ロートは、独特の構造で良好な糞尿分離が行えます。

代謝ケージは大きさが異なる2種類をご用意しております。

- KN-646-B1 (小) 上面開放型(上面からラットの出し入れ)
架台部 外寸: W205×L205×H410mm
ケージ部 内寸: 約W141×L198×H147mm (Hはケージ本体の高さ)
- KN-646-B2 (大) 前面扉型(上面・前面からラットの出し入れ)
架台部 外寸: W255×L255×H475mm
ケージ部 内寸: 約W199×L249×H190mm (Hはケージ本体の高さ)



*セットに含まれる部品は洗い替え等の必要に応じて
単品でのご購入も可能です。



粉末給餌器

固形給餌器

二重式給水瓶

ラット代謝ケージを大量使用するときの専用ラックで、片面15個・両面30個用があります。

- KN-646-B1-15R B1型用 (片面型)
寸 法: W940×L350×H1,450mm
(5列×3段/15ケージ用)
- KN-646-B1-30R B1型用 (両面型)
寸 法: W940×L420×H1,450mm
(5列×3段×両面/30ケージ用)
- KN-646-B2-15R B2型用 (片面型)
寸 法: W1,220×L360×H1,650mm
(5列×3段/15ケージ用)
- KN-646-B2-30R B2型用 (両面型)
寸 法: W1,220×L520×H1,650mm
(5列×3段×両面/30ケージ用)



5列×3段 / 15ケージ用

※外観・仕様等は改善のため予告なく変更することがございます。
※施設の設備や用途、使用動物に合わせ、様々なサイズで設計・製作を承ります。

※写真の給水瓶セットは旧仕様です。
最新の仕様につきましては弊社HPをご確認ください。



● 理化学器械

● 基礎医学器械

● 薬学研究器械

● 実験動物飼育器械

● 医科器械一般

V3-2509



株式会社 夏目製作所

<https://www.nazme.co.jp>



本 社 〒113-8551
東京都文京区湯島2-18-6
TEL : 03-3813-3251
FAX : 03-3815-2002

大阪SSC 〒561-0811
大阪府豊中市若竹町1-9-1
TEL : 06-6398-7177
FAX : 06-6398-7178