



KN-637 ステンレス製ラック

実験動物飼育棚や用具置きとして、洗浄場用などに、様々な用途でご使用頂けるラックです。
用途に合わせて、組立式、溶接式や棚板をアミにするなど、様々なタイプがあります。
また、オプションで落下防止バーやケージ飛び出し防止バーの設置、自動給水装置の設置などを追加装備することも可能です。



※ご希望の寸法で製作を承ります。
※自動給水配管がオプションで設置できます。
※耐震対策ほか、各種ご提案いたします。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V2-2404

 株式会社 夏目製作所
Since 1946
<https://www.nazme.co.jp>



本社 〒113-8551
東京都文京区湯島2-18-6
TEL : 03-3813-3251
FAX : 03-3815-2002

大阪SSC 〒561-0811
大阪府豊中市若竹町1-9-1
TEL : 06-6398-7177
FAX : 06-6398-7178