



KN-600は、KN-600U へ マウスケージ、56年目の進化



マウスへの思いやりを形に、Uのフォルムにこめた想いです。

わが国初のプラスチックケージが誕生して56年。

長年にわたり、ご愛用いただいたマウス用ケージ KN-600 が、

動物福祉に配慮した世界水準のスペックと使いやすさを兼ね備えた KN-600U に生まれ変わります。

ILARガイド等、国際的なガイドラインに準拠。

Universal な視点に立ち、マウスの居住空間を最大化。KN-600 の使用感、互換性はそのままに Usability を実現します。

器材の進化から動物福祉を実現したい。そんな想いを U の文字に込めました。

さらなる進化を遂げたマウス用プラスチックケージ KN-600U 誕生です。



ライフサイエンスの未来と共に
株式会社 **夏目製作所**
<http://www.nazme.co.jp>


東京本社
〒113-8551 東京都文京区湯島 2-18-6
Tel: 03-3813-3251 Fax: 03-3815-2002

大阪支社
〒567-0085 大阪府茨木市彩都 7-7-18
彩都バイオヒルズセンター 3F
Tel: 072-646-9311 Fax: 072-646-9300

【仕様】

項目 \ 型番	KN-600U-PC	KN-600U-TPX
寸法	W218×D320×H151.5 mm	W215.8×D316.8×H150 mm
材質	PC	TPX
重量	約 600 g	約 420 g
床面積 (底面から +12.7 mmで計測)	499 cm ²	487 cm ²

【特徴】



KN-600U マウスケージ用 インナーケージ **新発売!**

プラスチックケージの内側にピッタリとはめ込んで
使うディスポケージです。

滅菌済みですので、すぐにご使用になれます。

ケージ本体を汚さずに済みますから、ケージ本体の
洗浄・滅菌作業を最小化できます。

KN-800-600U

KN-600U マウスケージ用インナーケージ 滅菌済
50 枚 / 箱

