



固定器各種

KN-324-A マウス尾静注台

寸法: W140×L150×H55mm

材質: アクリル樹脂製



KN-324-B マウス静注固定台

3箇所仕切り板で体重15～50g程度の大きさのマウスを固定できます。

【仕様】

寸法: W95×L210×H60 (ホルダー設置時総高110) mm

重量: 約2kg

材質: 真鍮製クロームメッキ

【ホルダー部】

A: $\phi 43 \times L105$


B: $\phi 14$

C: $L105$

D: $\phi 40 \times L96$ B-D

E: $\phi 37 \times L87$ B-E

F: $\phi 34 \times L78$ B-F



KN-330 マウスホルダー

ホルダーにマウスを入れ、尾をクリップで挟んでマウスを固定します。

マウスを固定後、静注や採血を容易に行えます。

【仕様】


寸法: W85×L165×H90mm

材質: (台・ホルダー) 真鍮製クロームメッキ仕上げ、鉄製スタンド付き
(スタンド) 鋳鉄製 焼付塗装仕上げ

付属品: ホルダー (大、中、小) 各1個

【ホルダー部】 (mm)

	大	中	小
A(ϕ)	28	24	21
B(ϕ)	20	18	14
C	60	58	58



● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V5-2501

