



気管内噴霧スプレーシリーズ

KN-34700

気管内にウイルスや薬液を噴霧するときに使用するスプレーです。



- KN-34700-1 マウス用
- KN-34700-2 マウス、ラット、モルモット用
- KN-34700-3 マーモセット用
- KN-34700-4 ラット、モルモット用
- KN-34700-5 マーモセット、ウサギ用
- KN-34700-6 カニクイザル用




【製品目的】






ウイルスや薬剤を気管内に噴霧するとき用いるスプレーです。
 種類は、マウス、ラット、モルモット、マーモセット、ウサギ、
 カニクイザルの6タイプございます。
 それぞれ長さや径の太さが異なるスプレーになります。
 特注製品の製作もご依頼ください。

【研究目的】

新薬や新たな治療法の登場が強く望まれているなかで、
 ブレオマイシン誘発性肺線維症モデルを用いた研究で
 幅広くご使用いただいております。



【仕 様】

型 番・仕 様	対象動物例	画 像
KN-34700-1		
気管内噴霧スプレー (曲) W103 mm (直線 80 mm) 内径φ0.3 mm 外径φ0.5 mm	マウス	
KN-34700-2		
気管内噴霧スプレー (曲) W103 mm (直線 80 mm) 内径φ0.5 mm 外径φ0.8 mm	マウス ラット モルモット	
KN-34700-3		
気管内噴霧スプレー (直) W100 mm (直線 80 mm) 内径φ0.5 mm 外径φ0.8 mm	マーモセット	
KN-34700-4		
気管内噴霧スプレー (曲) W103 mm (直線 80 mm) 内径φ0.8 mm 外径φ1.0 mm	ラット モルモット	
KN-34700-5		
気管内噴霧スプレー (直) W100 mm (直線 80 mm) 内径φ0.8 mm 外径φ1.0 mm	マーモセット ウサギ	
KN-34700-6		
気管内噴霧スプレー (直) W200 mm (直線 180 mm) 内径φ0.8 mm 外径φ1.0 mm	カニクイザル	