



KN-348 経口投与針 (Animal Feeding Needles)

経口投与針各種

型番KN-348	24G-25	24G-38	22G-50	20G-50	20G-70	20G-80	18G-50	18G-80	17G-100	17G-120	15G-80	15G-120
旧型番				KN-348-1	KN-348-2			KN-348-3		KN-348-4		
ゲージNo.	24G	24G	22G	20G	20G	20G	18G	18G	17G	17G	15G	15G
先端形状	丸玉	丸玉	丸玉	円錐	円錐	円錐	円錐	円錐	円錐	円錐	円錐	円錐
	φ 1.3	φ 1.3	φ 1.3	φ 1.9x4.0	φ 1.9x4.0	φ 1.9x4.0	φ 2.4x4.3	φ 2.4x4.3	φ 3.0x5.0	φ 3.0x5.0	φ 3.0x5.0	φ 3.0x5.0
サイズ(mm)	φ 0.55x25	φ 0.55x38	φ 0.7x50	φ 0.9x50	φ 0.9x70	φ 0.9x80	φ 1.2x50	φ 1.2x80	φ 1.5x100	φ 1.5x120	φ 1.8x80	φ 1.8x120
動物・体重適合目安(g)	マウス	~14	15~20	15~20	20~25	25~30	25~30	30~35	—	—	—	—
	ラット	—	—	—	—	—	50~75	100~200	150~300	150~300	200~350	200~350
	ハムスター	—	—	—	—	—	60~200	—	—	—	—	—
	モルモット	—	—	—	—	—	—	—	250~300	350~450	250~300	400~600

*販売単位：6本/袋
 *各規格のチューブの長さ変更を特注で承ります。(ご注文の最低数量は6本です。)
 *円錐型から丸玉へのチューブ先端形状変更を特注で承ります。
 (丸玉から円錐型への変更はできません。ご注文の最低数量は6本です。)



株式会社 夏目製作所
<https://www.nazme.co.jp>



本社 〒113-8551
 東京都文京区湯島2-18-6
 TEL : 03-3813-3251
 FAX : 03-3815-2002

大阪SSC 〒561-0811
 大阪府豊中市若竹町1-9-1
 TEL : 06-6398-7177
 FAX : 06-6398-7178

V3-2412J