




KN-337 半円型モルモット固定器



皮膚試験用に適した固定器です。
首部と腰部を調節式リングで固定(スライド式)します。

材 質 : 塩ビ製

【仕 様】

型 番	本体寸法(mm)	首部より腰部迄(mm)	首固定リング(mm)	腰固定リング(mm)
KN-337-1-S	W115×L230	L100~150	φ 30~40	φ 40~50
KN-337-1-M	W130×L240	L120~170	φ 40~50	φ 50~60
KN-337-1-L	W140×L250	L120~180	φ 40~50	φ 60~70
KN-337-1-LL	W140×L260	L130~190	φ 40~50	φ 70~80

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V2-2404

