




KN-348 経口投与針 (Animal Feeding Needles)

経口投与針各種



型番KN-348	24G-25	24G-38	22G-50	20G-50	20G-70	20G-80	18G-50	18G-80	17G-100	17G-120	15G-80	15G-120
旧型番				KN-348-1	KN-348-2			KN-348-3		KN-348-4		
ゲージNo.	24G	24G	22G	20G	20G	20G	18G	18G	17G	17G	15G	15G
先端形状	丸玉	丸玉	丸玉	円錐	円錐	円錐	円錐	円錐	円錐	円錐	円錐	円錐
	φ1.3	φ1.3	φ1.3	φ1.9x4.0	φ1.9x4.0	φ1.9x4.0	φ2.4x4.3	φ2.4x4.3	φ3.0x5.0	φ3.0x5.0	φ3.0x5.0	φ3.0x5.0
サイズ(mm)	φ0.55x25	φ0.55x38	φ0.7x50	φ0.9x50	φ0.9x70	φ0.9x80	φ1.2x50	φ1.2x80	φ1.5x100	φ1.5x120	φ1.8x80	φ1.8x120
動物・体重適合目安(g)	マウス	~14	15~20	15~20	20~25	25~30	25~30	25~30	30~35	—	—	—
	ラット	—	—	—	—	—	—	50~75	100~200	150~300	150~300	200~350
	ハムスター	—	—	—	—	—	—	60~200	—	—	—	—
	モルモット	—	—	—	—	—	—	—	—	250~300	350~450	250~300

*販売単位：6本/袋
 *各規格のチューブの長さ変更を特注で承ります。(ご注文の最低数量は6本です。)
 *円錐型から丸玉へのチューブ先端形状変更を特注で承ります。
 (丸玉から円錐型への変更はできません。ご注文の最低数量は6本です。)

