



KN-306-B ミニブタ保定装置

ミニブタ用ハンモック昇降式(スリングタイプ)の保定装置です。
動物のストレスを最小限にし、立位の姿勢で、腹側を耐水性の布シートで覆い、
四肢はシートの穴から出した状態で保定します。
上下移動はウインチにより行います。



【仕様】

架台寸法	W1050×L600×H1500 mm
シート寸法	W600×L900 mm
架台材質	SUS 304ステンレス製
シート	ターポリン布製
ウインチ	手動式 100kg用

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V2-2404



株式会社 夏目製作所

Since 1946
<https://www.nazme.co.jp>



本社 〒113-8551
東京都文京区湯島2-18-6
TEL : 03-3813-3251
FAX : 03-3815-2002

大阪SSC 〒561-0811
大阪府豊中市若竹町1-9-1
TEL : 06-6398-7177
FAX : 06-6398-7178