



個体識別各種

イヤーパーチ各種

● KN-291 小動物イヤーパーチ A型

マウス、ラット用の簡易式イヤーパーチです。

● KN-291-1

【仕様】

寸法：全長 48mm

穴径 ϕ 1.5mm

材質：ステンレス製


● KN-291-2

【仕様】

寸法：全長 48mm

穴径 ϕ 2.0mm

材質：ステンレス製



● KN-292-2 小動物イヤーパーチ B型

マウス、ラット用のイヤーパーチです。円錐台針先を採用しました。針先はネジ込み式になっており、交換可能です。

(交換・調整に関してはお問合せ下さい。)

● KN-292-2-1

【仕様】

寸法：全長 135mm

穴径 ϕ 1.5mm

材質：ステンレス製


● KN-292-2-2

【仕様】

寸法：全長 135mm

穴径 ϕ 2.0mm

材質：ステンレス製



● KN-293 小動物イヤーパーチ C型

ラット等用の回転盤の操作で4種類の穴径が選べる、穴径可変式のイヤーパーチです。

【仕様】

寸法：全長 160mm

穴径 ϕ 1.5、2.0、2.5、3.0mm

材質：ステンレス製




※イヤーパーチ各種はオートクレーブ(高圧蒸気)滅菌が可能です。

耳標各種

● KN-295 動物用耳標

専用装着鉗子によりワンタッチで取り付けられます。
見やすいレーザーマーキングによる印字です。



● KN-295-A-1000 小動物用耳標 No.1~1000(Aセット)

● KN-295-A-500 小動物用耳標 No.1~500 (Bセット)

【仕様】

寸法 : W2.5×L6mm

材質 : モネル合金

対象動物 : ラット・モルモット等

※特注ナンバーリングも1,000個以上で製作を承ります。
印字 : 最大5桁まで可能 (アルファベットも可能)

● KN-295-B-100 ウサギ・イヌ用耳標 No.1~100

● KN-295-B-1000 ウサギ・イヌ用耳標 No.1~1000

【仕様】

寸法 : W3.5×L15mm

材質 : モネル合金

対象動物 : ウサギ・イヌ等

※特注ナンバーリングも1,000個以上で製作を承ります。
印字 : 最大5桁まで可能 (アルファベットも可能)

● KN-296 耳標装着鉗子

小動物用耳標専用の装着鉗子です。



● KN-296-A 小動物A型用

【仕様】

寸法 : 全長 138mm (KN-295-A用)

材質 : ステンレス製



● KN-296-B ウサギ・イヌB型用

【仕様】

寸法 : 全長 190mm (KN-295-B用)

材質 : スチール製メッキ仕上げ



● KN-294 ウサギ用耳標

【仕様】

寸法 : 11×13mm

材質 : アルミ製

入数 : 100個(No.1~100)

