



個体識別各種

イヤーパーチ各種

● KN-291 小動物イヤーパーチ A型

マウス、ラット用の簡易式イヤーパーチです。

● KN-291-1

【仕様】

寸法：全長 48mm

穴径 ϕ 1.5mm

材質：ステンレス製



● KN-291-2

【仕様】


寸法：全長 48mm

穴径 ϕ 2.0mm

材質：ステンレス製



ナンバリング例



● KN-292-2 小動物イヤーパーチ B型 **NEW**

マウス、ラット用のイヤーパーチです。円錐台針先を採用しました。針先を本体と一体化させることで操作性を向上させました。

● KN-292-2-15

【仕様】

寸法：全長 127mm

穴径 ϕ 1.5mm

材質：ステンレス製



● KN-292-2-20

【仕様】

寸法：全長 127mm

穴径 ϕ 2.0mm

材質：ステンレス製



● KN-293 小動物イヤーパーチ C型

ラット等用の回転盤の操作で4種類の穴径が選べる、穴径可変式のイヤーパーチです。

【仕様】

寸法：全長 160mm

穴径 ϕ 1.5、2.0、2.5、3.0mm

材質：ステンレス製




※イヤーパーチ各種はオートクレーブ(高圧蒸気)滅菌が可能です。

耳標各種

● KN-295 動物用耳標

専用装着鉗子によりワンタッチで取り付けられます。
見やすいレーザーマーキングによる印字です。



- KN-295-A-1000
小動物用耳標 No.1~1000(Aセット)

- KN-295-A-500
小動物用耳標 No.1~500 (Bセット)

【仕様】

寸法 : W2.5×L6mm

材質 : モネル合金

対象動物 : ラット・モルモット等

※特注ナンバーリングも1,000個以上で製作を承ります。
印字 : 最大5桁まで可能 (アルファベットも可能)

- KN-295-B-100
ウサギ・イヌ用耳標 No.1~100

- KN-295-B-1000
ウサギ・イヌ用耳標 No.1~1000

【仕様】

寸法 : W3.5×L15mm

材質 : モネル合金

対象動物 : ウサギ・イヌ等

※特注ナンバーリングも1,000個以上で製作を承ります。
印字 : 最大5桁まで可能 (アルファベットも可能)

● KN-296 耳標装着鉗子

小動物用耳標専用の装着鉗子です。



【ご購入例】

KN-295 耳標

KN-296 鉗子

- KN-296-A 小動物A型用

【仕様】

寸法 : 全長 138mm (KN-295-A用)

材質 : ステンレス製



- KN-296-B ウサギ・イヌB型用

【仕様】

寸法 : 全長 190mm (KN-295-B用)

材質 : スチール製メッキ仕上げ



● KN-294 ウサギ用耳標

【仕様】

寸法 : 11×13mm

材質 : アルミ製

入数 : 100個(No.1~100)



● 動物実験機器

● 実験動物飼育器機 / 管理機器

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

V4-2409J



本 社

〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6

TEL:03-3813-3251 FAX:03-3815-2002

大阪SSC

〒561-0811 大阪府豊中市若竹町1-9-1

TEL:06-6398-7177 FAX:06-6398-7178