



KN-73 トレッド・ミル

(国立栄養研究所御指導)

ラットまたはマウスを強制走行させるための装置です。
走行部の終端に設けたスノコ状の電極から動物の足の裏に電気刺激を与えるので、
動物の尻や尾に損傷を与えません。またベルト部、糞受部の清掃が簡単にできます。



【5匹用・10匹用共通仕様】

走行速度	5~70m/min 無段変速 デジタル表示
傾斜角度	0~10° 以上 ジャッキアップ方式
電気刺激	AC 50mA 0~60V可変

【型式】

R-5	ラット	5連用	W700×L750×H850 (120kg)
R-10	ラット	10連用	W1200×L750×H850 (150kg)
RM-5	ラット、マウス兼用	ラット:5連	W800×L750×H850 (130kg)
		マウス:10連	

* 各種特注仕様も製作致します。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V2 -2404

