

優れた耐切創性手袋 ニットグローブ

優れた信頼と安心

補強部分には優れた耐切創性などで定評のある、米国 DuPont 社が開発した KEVLAR® を使用しております。

マウス・ラットなどに咬まれやすい指部分を保護する為に KEVLAR® を使用することにより、咬まれによるケガや事故から守ります。

FY500D

3 本指・第 2 関節
まで補強



FY530D

3 本指・指全体補強



サイズ / ■ XS □ S ■ M ■ L ■ LL

FY500D シリーズ

商品コード	サイズ	入数・仕様	価格
FY500DXS	XS	10 双 / 1 袋・アルミ袋入	1 6,5 0 0 円
FY500DS	S	10 双 / 1 袋・アルミ袋入	1 6,5 0 0 円
FY500DM	M	10 双 / 1 袋・アルミ袋入	1 6,5 0 0 円
FY500DL	L	10 双 / 1 袋・アルミ袋入	1 6,5 0 0 円
FY500DLL	LL	10 双 / 1 袋・アルミ袋入	1 6,5 0 0 円

FY530D シリーズ

商品コード	サイズ	入数・仕様	価格
FY530DXS	XS	10 双 / 1 袋・アルミ袋入	2 1,8 0 0 円
FY530DS	S	10 双 / 1 袋・アルミ袋入	2 1,8 0 0 円
FY530DM	M	10 双 / 1 袋・アルミ袋入	2 1,8 0 0 円
FY530DL	L	10 双 / 1 袋・アルミ袋入	2 1,8 0 0 円
FY530DLL	LL	10 双 / 1 袋・アルミ袋入	2 1,8 0 0 円

材質 (FY500D、FY530D 共通)

補強部分 表側: KEVLAR® 100% 内側: ナイロン 60% キュブラ 40%

補強部分以外 ナイロン 60% キュブラ 40%

記載価格に消費税は含まれておりません

優れた特注製品の制作

全補強仕様などの特注製品も承ります。
先ずはご相談ください。



全補強仕様



5 本指全補強ロング仕様

ご使用に際しての注意点

- * 耐切創性とは、切断されないということの意味するものではなく、あくまで切れにくいという意味をさしています。突刺し防止の効果はございません。
- * KEVLAR® は太陽光及び蛍光灯などに含まれる紫外線により変色いたします。変色した場合は、糸の強度が低下している事がありますので、ご使用後は商品が包装されているアルミ袋に入れ、暗所での保管をお勧めします。

* 類似品にご注意ください。



エフ・シー・アール・アンド バイオ株式会社

<https://www.labstuff.jp>

Instagram <https://www.instagram.com/fcr.bio/>



本

社

〒658-0032

神戸市東灘区向洋町中 6 丁目 9 番地 6S-05

TEL 078-821-1100 (代表) FAX 078-821-1102



株式会社 夏目製作所

<https://www.nazme.co.jp>



本 社

〒113-8551 東京都文京区湯島 2-18-6
TEL: 03-3813-3251 / FAX: 03-3815-2002

大阪SSC

〒561-0811 大阪府豊中市若竹町1-9-1
TEL: 06-6398-7177 / FAX: 06-6398-7178

V11-2609J



FY ニットグローブ (マーモセット用)

マーモセットに噛まれやすい指を保護するために、耐切繊維KEVLAR®を使用した手袋です。オートクレーブ滅菌が可能です。

標準タイプ

FYN504DF-5

インナー手袋

FY-200D



ロングタイプ

FYNL504DF-1
FYNL504DF-5

製品番号	仕様	入数
FY-200D	インナー手袋	S・M・L・LL 20枚/1袋
FYN504DF - 5	標準タイプ	フリーサイズ 10枚/1袋
FYNL504DF - 1	ロングタイプ 17cm	フリーサイズ 2枚/1袋
FYNL504DF - 5	ロングタイプ 17cm	フリーサイズ 10枚/1袋

素材：KEVLAR®74.7%、ポリエステル 25.3%

FY500D
ニットグローブ各種



製品ページ

FY
マーモセット用ニットグローブ各種



製品ページ