





# C-42 ブルドック血管鉗子

<p><b>C-42-S-1</b> ブルドック血管鉗子</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全長: 35 mm</li> <li>・W0.9 × L14 mm</li> <li>・直型、ステンレス製</li> </ul> 	<p><b>C-42-S-2</b> ブルドック血管鉗子</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全長: 35 mm</li> <li>・W0.9 × L13 mm</li> <li>・反型、ステンレス製</li> </ul> 
<p><b>C-42-M-1</b> ブルドック血管鉗子</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全長: 45 mm</li> <li>・W0.9 × L18 mm</li> <li>・直型、ステンレス製</li> </ul> 	<p><b>C-42-M-2</b> ブルドック血管鉗子</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全長: 45 mm</li> <li>・W0.9 × L17 mm</li> <li>・反型、ステンレス製</li> </ul> 
<p><b>C-42-L-1</b> ブルドック血管鉗子</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全長: 68 mm</li> <li>・W2.4 × L25 mm</li> <li>・直型、ステンレス製</li> <li>※スプリングバネ調整ネジ付</li> </ul> 	<p><b>C-42-L-2</b> ブルドック血管鉗子</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全長: 65 mm</li> <li>・W2.4 × L24 mm</li> <li>・反型、ステンレス製</li> <li>※スプリングバネ調整ネジ付</li> </ul> 