


マウス・ラット用 **ゾンデ** ディスポタイプ



ラット用 φ1.7


493-16GLS



L:80mm

マウス用 φ0.9 ショート


493-2230CBS



L:30mm

マウス用 φ0.9


493-22CBS



L:65mm

マウス用 φ1.3

493-18GS



L:65mm

3つの **できます!**

01 チューブの先端は特殊な加工処理を施しており、食道への挿入をスムーズに行なうことができます。

02 EOG 滅菌処理を施しており、5本ずつの個口包装でロスが少なく効率よく使用できます。

03 材質にポリウレタンを使用しており、実験動物の噛み切りによる異物の混入を防ぐことができます。

商品コード	サイズ	入数	価格
493-16GLS	16-φ 1.7×L80	5本/袋 × 20袋	¥27,000
493-2230CBS	22-φ 0.9×L30	5本/袋 × 20袋	¥21,000
493-22CBS	22-φ 0.9×L65	5本/袋 × 20袋	¥23,000
493-18GS	18-φ 1.3×L65	5本/袋 × 20袋	¥23,000

商品ページはこちら →



FCR&Bio

エフ・シー・アール・アンド バイオ株式会社
<https://www.labstuff.jp>

本社 〒658-0032
神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地 6S-05
TEL 078-821-1100(代表) FAX 078-821-1102



株式会社 **夏目製作所**
<https://www.nazme.co.jp>

本社 〒113-8551 東京都文京区湯島 2-18-6
TEL: 03-3813-3251 / FAX: 03-3815-2002
大阪SSC 〒561-0811 大阪府豊中市若竹町1-9-1
TEL: 06-6398-7177 / FAX: 06-6398-7178

