



493-18GS 493-22CBS **マウス用経口ゾンデ**

ディスポーザブル フレキシブル経口投与チューブ

1. チューブ先端の特殊加工処理により、粘膜への傷を防止します。
2. 直線的な形状により、食道へのスムーズな挿入が可能です。
* 適合体重目安をご確認ください。先端部の球状の突起がありませんので、気管径より細いチューブを使用すると誤挿管するリスクがあります。
3. 短納期でお届けします。
* 在庫切れの場合は、納期がかかる場合がございます。お急ぎの時は、お問い合わせください。
4. 5本ずつの小口梱包・EOG 滅菌済みでご提供します。
5. 材質にポリウレタンを使用しているため、マウスの噛み切りにより断裂しにくく、チューブ断片の食道残留を防げます。

マウス用経口ゾンデ



サイズ：φ1.3×L65 mm (18G*) ポリウレタン製

商品コード	入数	定価
493-18GS	5本/袋×20袋	¥20,000

マウス用経口ゾンデ




サイズ：φ0.9×L65 mm (20G*) ポリウレタン製

商品コード	入数	定価
493-22CBS	5本/袋×20袋	¥18,000

* G(万国ゲージ)=Birmingham(or Stubbs Iron)Wire Gage (BWG) による。

【適合体重目安】



株式会社 **夏目製作所**

<http://www.nazme.co.jp>

本社 〒113-8551 東京都文京区湯島 2-18-6
TEL: 03-3813-3251 / FAX: 03-3815-2002

大阪支社 〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18
彩都バイオヒルズセンター3F
TEL: 072-646-9311 / FAX: 072-646-9300

V2-2009

※カタログに掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりません。