



C-42 ブルドック血管鉗子

C-42-S-1 ブルドック血管鉗子 ・全長: 35 mm ・W0.9 × L14 mm ・直型、ステンレス製 	C-42-S-2 ブルドック血管鉗子 ・全長: 35 mm ・W0.9 × L13 mm ・反型、ステンレス製 
C-42-M-1 ブルドック血管鉗子 ・全長: 45 mm ・W0.9 × L18 mm ・直型、ステンレス製 	C-42-M-2 ブルドック血管鉗子 ・全長: 45 mm ・W0.9 × L17 mm ・反型、ステンレス製 
C-42-L-1 ブルドック血管鉗子 ・全長: 68 mm ・W2.4 × L25 mm ・直型、ステンレス製 ※スプリングバネ調整ネジ付 	C-42-L-2 ブルドック血管鉗子 ・全長: 65 mm ・W2.4 × L24 mm ・反型、ステンレス製 ※スプリングバネ調整ネジ付 

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般