



●KN-670 給水瓶各種

●KN-672 ボールポイント先管

●KN-671 ステンレス製給水先管

●KN-685 給水瓶ホルダー

●KN-670 給水瓶各種

No.5 本体PP製+緑キャップ/パッキン付
KN-671の先管からお選びください

No.6、No.7、No.8 本体PC製+ブチル栓（シリコン栓もあります）
KN-671、KN-672の先管からお選びください



●KN-671 ステンレス製給水先管（直管・曲管）

直管 2A	Φ8×L75mm		曲管 4A	Φ8×L80mm	
直管 2B	Φ8×L100mm		曲管 4B	Φ8×L110mm	
直管 2E	Φ8×L60mm				



※ ガラス製先管（ツバ付・ツバ無）もあります、お問い合わせください。

●KN-672 ボールポイント給水先管（ステンレス製ボール入）

直管 TD-100	Φ8×L65mm		元曲 TD-200	Φ8×L100mm		中間曲 TD-300	Φ8×L100mm	
直管 TD-101	Φ8×L90mm		元曲 TD-201	Φ8×L125mm		中間曲 TD-301	Φ8×L125mm	
直管 TD-102	Φ8×L120mm							

●KN-685 給水瓶ホルダー

- KN-685-4A 100cc ステンレス製
- KN-685-4B 250cc ステンレス製
- KN-685-4C 500cc ステンレス製
- KN-685-5A 100cc スプリング式
- KN-685-5B 250cc スプリング式
- KN-685-5C 500cc スプリング式



KN-685-4



KN-685-5


● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般



本社 〒113-8551
東京都文京区湯島2-18-6
TEL : 03-3813-3251
FAX : 03-3815-2002
<http://www.nazme.co.jp>

大阪支社 〒567-0085
大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18
彩都バイオヒルズセンター3F
TEL : 072-646-9311
FAX : 072-646-9300