



KN-940 手容積計セット

Hand Volumeter Set

手の浮腫の状態を計測する器具で、容積計、ビーカー及びシリンダーのセットになっており、前腕末端の浮腫を評価します。

手を水の入っている容積計（9×13×28cm）に所定の位置まで入れ、オーバーフローした水をビーカーに受けて、その量を500mlメスシリンダーで測定します。



KN-940-1（手指用）

- タンク寸法：90（L）×130（W）×280（H）mm
- 総質量：約2.2kg
- 構成：測定用タンク・水受け容器・シリンダー

KN-940-2（上肢用）

- タンク寸法：180（L）×180（W）×760（H）mm
- 総質量：約6.5kg
- 構成：測定用タンク・水受け容器・シリンダー

KN-940-3（前腕用）

- タンク寸法：150（L）×160（W）×610（H）mm
- 総質量：約5kg
- 構成：測定用タンク・水受け容器・シリンダー



● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

本社

大阪支店