



KN-301-C バイポーラマイクロ凝固器 TI-B40ac型

超軽量・小型の高周波電気手術器です。

当社「KN-301-B」との比較で、重量、体積で80%以上減というスリム化を実現しました。

ピンセットの先の太さにより、負荷インピーダンスを3段階、出力を6段階に調整できます。



仕様

電源 : AC90~240V、50/60Hz

出力 : 40W±10%、 $z = 125\Omega/250\Omega/500\Omega$

出力切替 : 7W/ 10W/ 14W/ 20W/ 28W/ 40W

寸法 : W138×H65×D115 mm

本体重量 : 1kg

付属品 : フットスイッチ

ピンセット接続コード

双極ピンセット1本
(下記5種、先端幅13サイズより
1本お選びください)

【オプション】

白金付双極性鑷子5種は、先端に通電性にすぐれた白金性の先端チップを採用しています。



<白金付双極性鑷子>


150mm

170mm

200mm

225mm

アドソンタイプ



<白金付双極性鑷子 先端幅>

W

L

全長

白金付双極性鑷子 バックコーティング付 (商品コード)					
先端長(L)	3.0mm				
先端幅(W)	0.2mm	0.5mm	0.8mm	2.0mm	
全長	150mm		07-781-41	07-781-42	
	170mm	07-781-50	07-781-51	07-781-52	07-781-53
	200mm	07-781-60	07-781-61	07-781-62	
	225mm		07-781-71	07-781-72	
	アドソンタイプ		07-781-81	07-781-82	

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V2-1312