



KN-348 経口投与針 (Animal Feeding Needles)

経口投与針各種

型番KN-348	24G-25	24G-38	22G-50	20G-50	20G-70	20G-80	18G-50	18G-80	17G-100	17G-120	15G-80	15G-120
旧型番				KN-348-1	KN-348-2			KN-348-3		KN-348-4		
ゲージNo.	24G	24G	22G	20G	20G	20G	18G	18G	17G	17G	15G	15G
先端形状	丸玉	丸玉	丸玉	円錐	円錐	円錐	円錐	円錐	円錐	円錐	円錐	円錐
	φ 1.3	φ 1.3	φ 1.3	φ 1.9×4.0	φ 1.9×4.0	φ 1.9×4.0	φ 2.4×4.3	φ 2.4×4.3	φ 3.0×5.0	φ 3.0×5.0	φ 3.0×5.0	φ 3.0×5.0
サイズ(mm)	φ 0.55×25	φ 0.55×38	φ 0.7×50	φ 0.9×50	φ 0.9×70	φ 0.9×80	φ 1.2×50	φ 1.2×80	φ 1.5×100	φ 1.5×120	φ 1.8×80	φ 1.8×120
動物・体重適合目安(g)	マウス	~14	15~20	15~20	20~25	25~30	25~30	25~30	30~35	—	—	—
	ラット	—	—	—	—	—	—	50~75	100~200	150~300	150~300	200~350
	ハムスター	—	—	—	—	—	—	60~200	—	—	—	—
	モルモット	—	—	—	—	—	—	—	—	250~300	350~450	250~300

*販売単位：6本/袋

*各規格のチューブの長さ変更を特注で承ります。(ご注文の最低数量は6本です。)

*円錐型から丸玉へのチューブ先端形状変更を特注で承ります。

(丸玉から円錐型への変更はできません。ご注文の最低数量は6本です。)

株式会社 夏目製作所

<http://www.nazme.co.jp>

本社 〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6 大阪支社 〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18
TEL:03-3813-3251 FAX:03-3815-2002 彩都バイオヒルズセンター3F

TEL:072-646-9311 FAX:072-646-9300

V1-1402