




# KN-673(B) SE製 チューブバルブ各種

- ・米国SE社製の漏水断水トラブルが極めて少ない、信頼性の高いバルブです。
- ・マウスのような小動物でも飲みやすく、かつ飲みこぼしがありません。
- ・ケージへの取り付け、取り外しがワンタッチで容易にできます。
- ・オートクレープで蒸気滅菌処理もできます。

ミニカプラ		ラット用グロメット	
チューブノズルアダプター		マウス用グロメット	
SUSノズルチップ		SUSスプリングガード	
PPノズルチップ		シリコンチューブ	

## ●チューブバルブ及びクリップ各種



材質 ステンレス  
 フィルター ステンレス網(20ミクロン)  
 作動水圧 0.01~0.5kg/cm<sup>2</sup>

品名	規格
TV-15バルブ	長さ40mm、外径4.7mm、ステンレスフィルター付 
TV-25バルブ	長さ65mm、外径4.7mm、ステンレスフィルター付 
TV-35バルブ	長さ90mm、外径4.7mm、ステンレスフィルター付 
No.41クリップ	ステンレス製、シングルタイプ
No.43クリップ	ステンレス製、ダブルタイプ(小)
No.44クリップ	ステンレス製、ダブルタイプ(大)

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V1-1209