



KN-298-A 手動式入墨器

ウサギ、イヌ、サル、ブタ、ヤギ等の個体識別に使用する手動式入墨器です。
文字サイズは、4mmと6mm用があります。



【仕様】

型番	桁数	文字サイズ(W×H)	印字巾	全長×ヘッド巾	重量
KN-298-A-50D7	7桁	4×7mm	4mm数字・幅約40mm	約185×40mm	330g
KN-298-A-50D8	8桁	4×7mm	4mm数字・幅約40mm	約185×50mm	330g
KN-298-A-1017	7桁	6×9mm	6mm数字・幅約55mm	約185×55mm	370g

付属品：剣山式数字プレート 0-9×3セット(ニッケル鍍金加工)

バックングパッド×6

ゴム製受けパッド×1

※ 英文字(A-Z)は、オプションとなります。

※ インクは別途ご購入ください。

- KN-298-E-B 入墨用ボトルインク
(黒、白、赤、黄、青、オレンジ、緑の7色、約60ml)
- KN-298-E-C 入墨用チューブインク
(黒、白、緑の3色、50g)
- KN-298-D-2 アラミス用インク(緑、約30g)も使用できます。



● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V1-1410


株式会社 夏目製作所

本社 〒113-8551
東京都文京区湯島2-18-6
TEL : 03-3813-3251
FAX : 03-3815-2002
<http://www.nazme.co.jp>

大阪支社 〒567-0085
大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18
彩都バイオヒルズセンター3F
TEL : 072-646-9311
FAX : 072-646-9300