



J-4-BD040 電動解剖鋸 モーター一体型

- ・高速で往復振動する鋸状の刃で標本・試料用の骨を切断・切除する電動解剖鋸です。
- ・持ち運びや収納に便利な、刃とモーターを同一ボディに搭載した一体型構造です。
- ・外観が傷つきにくく、頑丈で、熱やノイズの発生が少ない非金属性ボディを採用しています。



【仕様】

最太部直径：φ約82mm
全長：約225mm (刃の厚みを除く)
重量：1.8kg
電源：AC115V、60Hz
(日本の商業電源AC100V 50/60Hzで使用できます。)
電源コード：2.5m

付属品

- ・刃 BD101 (アーバー一体型ステンレス製)
- ・六角レンチ2種 (T字型+L字型)

オプション

- ・替刃各種
- ・フットスイッチ
- ・ボーン・ダスト・コレクター (専用集塵機)

替刃各種

BD101 #100730	BD108	BD104 #10004	BD105	フットスイッチ J-4-9	ボーン・ダスト・コレクター J-4-BD075
					
標準刃/直径63.5mm	小型刃/直径44.5mm	円刃/直径63.5mm	脊柱用/直径98.5mm	電子制御 スピードコントローラー	
頭蓋骨や通常骨標本の切断用	小さな骨標本切断用	使用部位のローテーションにより長時間使用可能	45mmの深さまで切断可能		

*外観、仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

J-4-BD075 ボーン・ダスト・コレクター

(J-4-BD040 電動解剖鋸 モーター一体型専用)

- ・J-4-BD040 電動解剖鋸モーター一体型専用の集塵機です。
- ・電動解剖鋸のスイッチに連動して作動します。
- ・有害となるおそれのある骨粉塵をパワフルなモーターと専用設計のディスポーザブルフィルターでしっかりと捉えます。
- ・キャスター付台座で、移動が容易です。



【仕様】

寸法: W 381×L 584×H 597 mm

・ホース: φ25×H2,590 mm

・電源コード: 3,048mm (10 ft)

重量: 11.3kg

電源: AC120V、60Hz、8.5 Amp

(日本の商業電源 AC100V、50/60Hzで使用できます)

付属品: 電動解剖鋸接続用部品 (BD020)

ディスポーザブルフィルター (BD053)

※電動解剖鋸モーター一体型は別売です。

別売品: 交換用ディスポーザブルフィルター (BD080)



BD020

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V2-1410