



# KN-304 中動物手術台各種

## Vタイプ 電動



| 型番              | タイプ        | 本体寸法(mm)            | 天板サイズ(mm)  | 昇降範囲(mm) | 本体重量 | 許容荷重 |
|-----------------|------------|---------------------|------------|----------|------|------|
| KN-304-V1100SEM | シングルチルト・電動 | W1100×D530×H770~990 | W1100×D530 | 775~1025 | 78kg | 80kg |
| KN-304-V1300SEM | シングルチルト・電動 | W1300×D530×H770~990 | W1300×D530 |          | 78kg |      |
| KN-304-V1100WEM | ダブルチルト・電動  | W1100×D530×H770~990 | W1100×D530 |          | 73kg |      |
| KN-304-V1300WEM | ダブルチルト・電動  | W1300×D530×H770~990 | W1300×D530 |          | 80kg |      |

## Vタイプ ガスバネ



| 型番              | タイプ          | 本体寸法(mm)            | 天板サイズ(mm)  | 昇降範囲(mm) | 本体重量 | 許容荷重 |
|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|------|------|
| KN-304-V1100SBF | シングルチルト・ガスバネ | W1100×D530×H740~985 | W1100×D530 | 740~985  | 56Kg | 80kg |
| KN-304-V1300SBF | シングルチルト・ガスバネ | W1300×D530×H740~985 | W1300×D530 |          | 61Kg |      |
| KN-304-V1100WBF | ダブルチルト・ガスバネ  | W1100×D530×H740~985 | W1100×D530 |          | 71Kg |      |
| KN-304-V1300WBF | ダブルチルト・ガスバネ  | W1300×D530×H740~985 | W1300×D530 |          | 78Kg |      |

## フラットタイプ 電動



| 型番              | タイプ        | 本体寸法 (mm)            | 天板サイズ (mm) | 昇降範囲 (mm) | 本体重量 | 許容荷重 |
|-----------------|------------|----------------------|------------|-----------|------|------|
| KN-304-F1100SEM | シングルチルト・電動 | W1100×D530×H750~1000 | W1100×D530 | 730~1000  | 59kg | 80kg |
| KN-304-F1300SEM | シングルチルト・電動 | W1300×D530×H750~1000 | W1300×D530 |           | 64kg |      |
| KN-304-F1100WEM | ダブルチルト・電動  | W1100×D530×H750~1000 | W1100×D530 |           | 63kg |      |
| KN-304-F1300WEM | ダブルチルト・電動  | W1300×D530×H750~1000 | W1300×D530 |           | 69kg |      |

## フラットタイプ ガスバネ



| 型番              | タイプ          | 本体寸法 (mm)           | 天板サイズ (mm) | 昇降範囲 (mm) | 本体重量 | 許容荷重 |
|-----------------|--------------|---------------------|------------|-----------|------|------|
| KN-304-F1100SBF | シングルチルト・ガスバネ | W1100×D530×H730~975 | W1100×D530 | 730~975   | 56kg | 80kg |
| KN-304-F1300SBF | シングルチルト・ガスバネ | W1300×D530×H770~990 | W1300×D530 |           | 61kg |      |
| KN-304-F1100WBF | ダブルチルト・ガスバネ  | W1100×D530×H730~975 | W1100×D530 |           | 60kg |      |

## 手術台オプション

- KN-304-VAP Vタイプ用補助板 (W200mm、2枚組)
- KN-304-FAP フラットタイプ用補助板 (W200mm、1枚組)

- KN-304-VH Vタイプ用内蔵ヒーター (AC100V・設定温度 27~45℃)
- KN-304-FH フラットタイプ用内蔵ヒーター (AC100V・設定温度 27~45℃)



Vタイプ用



フラットタイプ用



Vタイプ用



フラットタイプ用

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V2-1504