



固定器各種

KN-324-A マウス尾静注台

寸法:W140×L150×H55mm

材質:アクリル樹脂製



KN-324-B マウス静注固定台

3箇所仕切りの仕切り板で体重15~50g程度の大きさのマウスを固定できます。

【仕様】

寸法: W95×L210×H60(ホルダー設置時総高110)mm

重量:約2kg

材質:真鍮製クロームメッキ

[ホルダー部]

A: ≙ φ43×L105


B: ≙ φ14

C: ≙ L105

D: ≙ φ40×L96 B-D

E: ≙ φ37×L87 B-E

F: ≙ φ34×L78 B-F



KN-330 マウスホルダー

ホルダーにマウスを入れ、尾をクリップで挟んでマウスを固定します。
マウスを固定後、静注や採血を容易に行えます。

【仕様】


寸法:W85×L160×H90mm

材質:真鍮製クロームメッキ仕上げ
鉄製スタンド付

付属品:ホルダー(大、中、小)各1個

[ホルダー部]

	大	中	小
A(φ)	28	24	21
B(φ)	20	18	14
C(mm)	60	58	58



● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V2-1506



株式会社 夏目製作所

本社 〒113-8551
東京都文京区湯島2-18-6
TEL: 03-3813-3251
FAX: 03-3815-2002
<http://www.nazme.co.jp>

大阪支社 〒567-0085
大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18
彩都バイオヒルズセンター3F
TEL: 072-646-9311
FAX: 072-646-9300