




## KN-337 半円型モルモット固定器



皮膚試験用に適した固定器です。  
首部と腰部を調節式リングで固定(スライド式)します。

材 質 : 塩ビ製

### 【仕 様】

型 番	本体寸法 (mm)	首部より腰部迄 (mm)	首固定リング (mm)	腰固定リング (mm)
KN-337-1-S	W115×L230	L100～150	φ 30～40	φ 40～50
KN-337-1-M	W130×L240	L120～170	φ 40～50	φ 50～60
KN-337-1-L	W140×L250	L120～180	φ 40～50	φ 60～70
KN-337-1-LL	W140×L260	L130～190	φ 40～50	φ 70～80