



# KN-355 セルフイン

先端がリング状の A 型、針状の B 型、平行棒状の C 型があります。

**A**



A：心臓等、組織に傷を付け  
たくない箇所の保持に使用

**B**



B：筋肉等、傷が付いても支障  
のない箇所の保持に使用

**C**



C：細い物等を保持する時に  
使用

## 【仕 様】

型 番	参考寸法(mm)	先端幅	先開口(mm)
KN-355-A-L	W8×L14	約W2.4	約W7.5
KN-355-A-S	W6×L10	約W1.7	約W5.5
KN-355-A-SS	W4×L8	約W1.5	約W3.5
KN-355-B-L	W8×L14	約W0.5	約W8
KN-355-B-S	W6×L10	約W0.4	約W5.5
KN-355-B-SS	W4×L8	約W0.4	約W4
KN-355-C-L	W8×L14	約W0.6	約W7.5
KN-355-C-S	W6×L10	約W0.5	約W7
KN-355-C-SS	W4×L8	約W0.5	約W3.5

販売単位：10個/袋

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V1-1511