




KN-394 SPチューブコネクター各種

KN-392-SP10とKN-392-SP19チューブ用のコネクターです。材質はSUS304ステンレスパイプ製です。



KN-394-2 2方向

φ 0.3



φ 0.35

KN-394-2A

φ 0.3



φ 0.4

KN-394-2B

価格:2方向¥7,000×5

KN-394-3 3方向

φ 0.3

φ 0.3



φ 0.3

KN-394-3A

φ 0.3

φ 0.3



φ 0.35

KN-394-3B

φ 0.4

φ 0.4



φ 0.35

KN-394-3C


価格:3方向¥11,600×5

KN-394-4 4方向

φ 0.3

φ 0.3

φ 0.3




φ 0.3

KN-394-4A

φ 0.3

φ 0.3

φ 0.3




φ 0.35

KN-394-4B

φ 0.4

φ 0.4



φ 0.3

KN-394-4C

価格:4方向¥12,000×5

※ 各タイプ5ヶ単位の販売です。特注品につきましては、別途ご相談ください。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V1-1507

本社

大阪支社