



## KN-301-A-TS 小型電気手術器 電気メス TS-80型 (旧型番:E-25)

## KN-301-A-TSB バイポーラ機能付小型電気手術器 TS-B80型

### KN-301-A-TS 小型電気手術器 電気メス TS-80型



(承認番号:20600BZZ00946000)

- ・リニアな出力
- ・シンプルな操作の電気手術器
- ・内視鏡的手術を主に開発した電気手術器
- ・波形記憶方式の回路


#### 仕様

電源	AC100V±10% 50~60Hz
消費電力	250VA±10%
主要搬送周波数	429kHz±10%
変調周波数	429kHz±10%
出力電力	500Ω
	切開出力 80W±10%
	混合出力 60W±10%
出力発振音	凝固出力 40W±10%
	切開 連続音 838Hz
	混合 断続音 419Hz
機器の分類	凝固 連続音 209Hz
	電撃に対する保護の形式:クラス I 機器
	電撃に対する保護の程度:BF型機器
外形寸法	W250xD245xH153(mm)
本体重量	8Kg

#### 付属品

単極メスホルダー	2本
メス先	5本
ディスプレイ対極板	1箱(10枚)
対極板用アダプタコード	1本
フットスイッチ	1個
アース線	1本

#### メス刃先



### KN-301-A-TSB バイポーラ機能付小型電気手術器 TS-B80型



(承認番号:20800BZZ00563000)

- ・バイポーラ(双極)対応
- ・リニアな出力
- ・シンプルな操作の電気手術器
- ・内視鏡的手術を主に開発した電気手術器
- ・波形記憶方式の回路

#### 仕様

電源	AC100V±10%.50~60Hz
消費電力	250VA±10%
主要搬送周波数	429kHz±10%
変調周波数	429kHz±10%
出力電力	500Ω
	切開出力 80W±10%
	混合出力 60W±10%
	凝固出力 40W±10%
出力発振音	双極出力 40W±10%
	切開 連続音 838Hz
	混合 断続音 419Hz
	凝固 連続音 209Hz
機器の分類	双極 断続音 838Hz
	電撃に対する保護の形式:クラス I 機器
	電撃に対する保護の程度:BF形装着部
外形寸法	W250xD245xH153(mm)
本体重量	8Kg

#### 付属品

単極メスホルダー	2本
メス先	5本
ディスプレイ対極板	1箱(10枚)
対極板用アダプタコード	1本
フットスイッチ(シングル)	1個

#### オプション

バイポーラピンセット各種
バイポーラピンセットコード
対極板(鉛板)
対極板鉛板用コード

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V3-1603