





E-13 KAI 生検トレパン

- 全長:95mm (先端ステンレス部7mm)
- パンチ径:φ1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0、6.0、8.0mmの10種類があります。
- 単回使用
- EOG滅菌
- 20本入/箱



● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V1-1604



本社 〒113-8551
 東京都文京区湯島2-18-6
 TEL : 03-3813-3251
 FAX : 03-3815-2002
<http://www.nazme.co.jp>

大阪支社 〒567-0085
 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18
 彩都バイオヒルズセンター3F
 TEL : 072-646-9311
 FAX : 072-646-9300