



ニワトリ去勢器具各種

秋田県畜産試験場 力丸宗弘先生 御指導

K-1 ニワトリ用丸リング状辜丸鉗子



ステンレス製
全長：150mm

● K-1-A

先端部リング外径： $\phi 19 \times 14$ mm
先端部リング内径： $\phi 16 \times 11$ mm
先端部：リング状+プレート状



● K-1-B


先端部リング外径： $\phi 16 \times 12$ mm
先端部リング内径： $\phi 14 \times 10$ mm
先端部：リング状+プレート状



K-2 ニワトリ用三角リング状辜丸鉗子




ステンレス製
全長：165mm
先端三角状部
外寸：W12×L17mm
内寸：W 7×L11mm



K-3 ニワトリ用U状開腹器



ステンレス製
 $\phi 3.0$ 丸/バネ材加工
全長：90mm
開口幅：30~50mm
太さ： $\phi 3.0$ mm丸棒加工



K-4 ニワトリ用V状開腹器



ステンレスバネ鋼製
全長：180mm

● K-4-A

開口幅：～35mm
太さ：φ3.0mm丸棒加工
弁：W5×D12mm/11mm

● K-4-B (中型ニワトリ用タイプ)

開口幅：～35mm
太さ：φ3.0mm丸棒加工
弁：W5×D17mm/17mm

K-5 ニワトリ用開腹器 (開創器型)



ステンレスバネ鋼製
全長：170mm
開口幅：～65mm
弁部：W9×D15mm 2爪式

K-10 ニワトリ精液注入器

ニワトリ人工授精用ガラス製特殊注射筒です。
注入量がわかるように、目盛が逆目盛式になってます。
挿入先端部は、肉厚毛細管使用で挿入時の破損等を
考慮した特殊注射筒です。

材質：透明ガラス製 (共摺合番タイプ)
寸法：全長150mm、挿入先端部φ5.0×40mm
容量：1ml (最小目盛0.02ml逆目盛付)



● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V1-1603