



## KN-637 ステンレス製ラック

実験動物飼育棚や用具置きとして、洗浄場用などに、様々な用途でご使用頂けるラックです。  
用途に合わせて、組立式、溶接式や棚板をアミにするなど、様々なタイプがあります。  
また、オプションで落下防止バーやケージ飛び出し防止バーの設置、自動給水装置の設置などを追加装備することも可能です。



※ご希望の寸法で製作を承ります。  
※自動給水配管がオプションで設置できます。  
※耐震対策ほか、各種ご提案いたします。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V1-1701

  
株式会社 夏目製作所

本社 〒113-8551  
東京都文京区湯島2-18-6  
TEL : 03-3813-3251  
FAX : 03-3815-2002  
<http://www.nazme.co.jp>

大阪支社 〒567-0085  
大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-18  
彩都バイオヒルズセンター3F  
TEL : 072-646-9311  
FAX : 072-646-9300