



KN-769-Y 床敷回収装置 (NuAire社製)

実験動物の床敷廃棄作業の塵埃の飛散を防止し、安全に作業ができます。
アレルギーおよび低～中程度の危険物質を取り扱う研究者に対して、感染症への曝露リスクを最小限に抑えることができます。
床敷回収装置は、ケージの洗浄および床敷の取り扱いなど不快な作業をより簡単に、より安全に、効率的に行えます。



作業イメージ



排気物容器

【仕様】

型式	: NU-607-400
寸法	: W1,270×737×2,107mm
作業部寸法	: W1,099×699×610mm
開口部	: 356mm
作業開口高	: 350mm
装置重量	: 227kg
全面パネル材質	: ポリカーボネート (サイドパネル: アクリルパネル)
電源	: AC100V 50/60Hz
廃棄物容器	: 83L (キャスター付)

* 外観・仕様等は改善のため、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

● 理化学器機

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

● 実験動物飼育器機

● 医科器械一般

V1-1702