

# E-20-2100

替刃：専用替刃 (0.5 mm) のみです。

軽量、細身のコードレスタイプ 60 分間連続使用可能、3 mmと 6 mmのアタッチメント付  
マウス、ラット等小動物のデリケートな部分の仕上げに最適

充電タイプ (スタンド式)

## MODEL 2100 THRIVE

標準価格 7,900円 (税別) 専用替刃付(0.5mm)

[本体仕様] **水洗いできません**

- 寸法 :  $\phi 33 \times L152 \times H33$  mm (刃付)
- 電源 : AC100V・50/60Hz・10W
- ストローク : 約 5,000 回転/分
- 重量 : 約 110g (刃付)
- カラー : ブラック

[充電機]

- 連続使用時間 : 60分 (フル充電時)
- 充電時間 : 約 16時間
- 使用電池 : ニッケル水素電池
- アダプター入力 : AC100V・50/60Hz・10W
- アダプター出力 : DC4V・250mA
- 充電器コード : 約 1.6m

交換用の替刃のみの販売もしております。

[付属品]

- ・オイル ×1
- ・ブラシ ×1
- ・充電器 (コード約 1.6m) ×1
- ・アタッチメント 3mm ×1
- ・ // 6mm ×1
- ・取扱説明書+保証書 ×1



# E-20-535

替刃：ご希望の刃をお選びください。

スライヴバリカンの最軽量モデル  
コンパクトなボディと2段階スピード切替機能で部位によって速さ調節が可能  
操作しやすい「スライド式」のON/OFFスイッチ

(E-20-525 後継機)

交流タイプ

## MODEL 535 THRIVE

本体価格 17,700円 (税別) 替刃は別売

[本体仕様] **水洗いできません**

- 寸法 :  $\phi 38 \times L178 \times H42$  mm (刃付)
- コード : 約 2.5m
- 電源 : AC100V・50/60Hz・10W
- ストローク : High 約 1,900 回転/分  
(2速切替) : Low 約 1,600 回転/分
- 重量 : 250g (刃付)
- カラー : ブルー(B)

