



KN-600U マウスケージ


我が国初のプラスチックケージKN-600マウスケージ(PC/TPX)が、56年の時を経て新しく生まれ変わりました。従来のご使用感はそのままだに、より動物福祉に配慮した設計となっています。ILARガイド、国際的なガイドラインに準拠しています。



【仕様】

項目	型番	KN-600U-PC	KN-600U-TPX
寸法		W218×D320×H151.5 mm	W215.8×D316.8×H150 mm
材質		PC	TPX
重量		約 600 g	約 420 g
床面積 (底面から +12.7 mmで計測)		499 cm ²	487 cm ²

【特徴】



● 動物実験機器

● 実験動物飼育器機 / 管理機器

● 基礎医学器機

● 薬学研究器機

1803-V1