

## KN-305 INAアニマルジャケット・ベスト

型式	仕様・用途
IAJ-01	イヌ用吊下げ式。心電図採取、眼底撮影、カテーテルによる採尿、長時間静脈内投与。
IAJ-02	イヌ用編み上げ式。経皮投与などの投与部保護。
IAJ-03	イヌ用ポケット付。長時間静脈内投与、経中心静脈輸液投与。右側ポケットに輸液ポンプ、左側ポンプに輸液パックを収納します。
IAJ-03F	イヌ用ポケット付可変式。上記IAJ-03のサイズ可変タイプ。
IAJ-04	イヌ用マジックテープ止。経皮投与などの投与部保護。
IAJ-05	ウサギ用吊下げ式。輸液投与、刺激性試験など一定時間の保定が必要な場合。

※既製品以外の形状・サイズなどお客様のご要望もお問い合わせください。