


KN-353 動物実験用ディスプレイザブルクリップ(未滅菌)



用途に応じ各種サイズがあります。

血管径	1mm以下	AS-1、AS-2
血管径	1mm～2mm	AM-1、AM-2
血管径	4mmまで	AL-1、AL-2

Cat.No.	A	B	C	D	Weighs	Clipping Power
AS-1	8.0mm	4.5mm	2.5mm		0.06g	20g、40g /mm ²
AM-1	11.5mm	5.5mm	3.0mm		0.12g	30g、60g /mm ²
AL-1	15.0mm	6.5mm	3.5mm		0.50g	60g、120g /mm ²
AS-2	8.0mm	4.5mm	2.5mm	～7.5mm	0.13g	20g、40g /mm ²
AM-2	11.5mm	5.5mm	3.0mm	～7.6mm	0.25g	30g、60g /mm ²
AL-2	15.0mm	6.5mm	3.5mm	～7.7mm	0.50g	60g、120g /mm ²

※グラム数を御指定下さい。販売単位は10個/袋入りです。50個入りもあります。