

KN-210 血圧測定装置関連付属品

KN-210-3 ラット予熱ボックス

製造中止

KN-210-2-1 ラット固定器スタンド付

固定器	W90 × H78 × L190mm
レール付スタンド	150 × H135～180mm (レール長)
三脚台巾	200 mm

KN-210-2-3 ラット固定器用金網(4ヶ組)

大	φ 70mm × L130mm
中	φ 60mm × L110mm
小	φ 50mm × L95mm
極小	φ 40mm × L80mm
材質	SUS304ステンレス製

KN-210-7-1 止血用金属カフ

大	φ 16mm × L35mm
中	φ 14mm × L35mm
小	φ 11.5mm × L25mm
材質	BS製クロームメッキ仕上げ

KN-210-8～10 カフ用チューブ

大 折巾	φ 21mm × L300mm
中 "	φ 18mm × L300mm
小 "	φ 15mm × L300mm
材質	ラテックスゴム製

KN-210-11 カフ用キャップ

大	φ 17mm × L10mm
中	φ 15mm × L10mm
小	φ 13mm × L7mm
材質	ネオプレンゴム製