

# 気管内噴霧スプレーシリーズ

KN-34700

気管内にウイルスや薬液を噴霧するときに使用するスプレーです。



- KN-34700-1 マウス用
- KN-34700-2 マウス、ラット、モルモット用
- KN-34700-3 マーモセット用
- KN-34700-4 ラット、モルモット用
- KN-34700-5 マーモセット、ウサギ用
- KN-34700-6 カニクイザル用

大好評

Natsume Aerosol Sprayers  
KN-34700

ライフサイエンスの未来とともに



株式会社 夏目製薬所

<http://www.nazme.co.jp>

本 社

〒113-8551 東京都文京区湯島2-18-6

TEL: 03-3813-3251 FAX: 03-3815-2002

大阪支社

〒561-0811 大阪府豊中市若竹町1-9-1

TEL: 06-6398-7177 FAX: 06-6398-7178

V2-2111

## 【製品目的】

ウイルスや薬剤を気管内に噴霧するとき用いるスプレーです。種類は、マウス、ラット、モルモット、マーモセット、ウサギ、カニクイザルの6タイプございます。それぞれ長さや径の太さが異なるスプレーになります。特注製品の製作もご依頼ください。



## 【研究目的】

新薬や新たな治療法の登場が強く望まれているなかで、ブレオマイシン誘発性肺線維症モデルを用いた研究で幅広くご使用いただいております。

## 【仕様】

型番・仕様	対象動物例	画像
<b>KN-34700-1</b> 気管内噴霧スプレー (曲) W103 mm (直線 80 mm) 内径φ0.3 mm 外径φ0.5 mm	マウス	
<b>KN-34700-2</b> 気管内噴霧スプレー (曲) W103 mm (直線 80 mm) 内径φ0.5 mm 外径φ0.8 mm	マウス ラット モルモット	
<b>KN-34700-3</b> 気管内噴霧スプレー (直) W100 mm (直線 80 mm) 内径φ0.5 mm 外径φ0.8 mm	マーモセット	
<b>KN-34700-4</b> 気管内噴霧スプレー (曲) W103 mm (直線 80 mm) 内径φ0.8 mm 外径φ1.0 mm	ラット モルモット	
<b>KN-34700-5</b> 気管内噴霧スプレー (直) W100 mm (直線 80 mm) 内径φ0.8 mm 外径φ1.0 mm	マーモセット ウサギ	
<b>KN-34700-6</b> 気管内噴霧スプレー (直) W200 mm (直線 180 mm) 内径φ0.8 mm 外径φ1.0 mm	カニクイザル	